



Collectie van stoelgang

Materiaal

Steriel potje (stoelgangpotje met lepeltje)



Principe

Volgende richtlijnen dienen STRIKT gevolgd te worden:

- De stoelgang mag niet in contact komen met (toilet)water.
- Bij baby's: verse stoelgang met lepeldekseltje uit de luier scheppen. Geen ingedrongen stoelgang gebruiken.

Opmerking 1:

- Bewaar het staal koel (2-8 °C)

Opmerking 2:

Staal voor een iFOBT test (opsporen van occult bloed in stoelgang).

Het is aangeraden het staal uit te stellen:

- tijdens de menstruatie
- bij een urineweginfectie
- bij bloed in de urine
- bij bloedende aambeien

zie ook correcte staalname iFOBT test

Identificeer het potje éénduidig met uw naam of klever van de mutualiteit